

Akupunkturbedarf



Produktübersicht

schwa-medico Onlineshop

Besuchen Sie uns auch gerne in unserem Onlineshop unter:
www.schwa-medico.de

The screenshot shows the website interface for 'schwa-medico' with a navigation menu and a main product display. The product is 'Victory Stahladel im Papierbleter'. A table at the bottom lists various items with their article numbers, descriptions, prices, and quantities.

Art. Nr.	Artikel	Menge/STK	€ netto	Länge (cm)
104706	Victory Stahladel	105	5,18	10
104499	Victory Stahladel	105	4,30	10
104715	Victory Stahladel	105	5,20	20
104717	Victory Stahladel	105	5,20	30
104416	Victory Stahladel	105	4,34	30

Inhaltsverzeichnis



NeoAcu Nadelapplikator

Zubehör.....	4
Einführungsset.....	5

Nadeln

Chinesische Stahlnadeln

JiaJian.....	6
Victory.....	7

Singer-Nadeln

Singer Dispo.....	8
Singer Silko.....	8
Singer Aktiv.....	9
Singer Dispo TeChi/Singer Silko TeChi.....	9

Seirin-Nadeln

Seirin B-Type Needle.....	10
Seirin L-Type Needle.....	10
Seirin J-Type Needle.....	11
Seirin ME-Type Needle.....	11

Nadeln für die Aurikulomedizin

Vergoldete Hartkupfernadeln

Gülden Spezial.....	12
---------------------	----

Einmal-Goldnadeln/ -Silbernadeln

EGON Einmal-Goldnadeln.....	12
ESIN Einmal-Silbernadeln.....	12

Einmal-Dauernadeln

Medic APX +.....	13
ASP Classic/ASP Gold/ASP Titanium.....	13
Pflaster für Einmal-Dauernadeln.....	14
Seirin PYONEX.....	14
Seirin NEW PYONEX.....	15

Elektrische Nadelstimulation

AS Super 4 digital.....	16
-------------------------	----

Wärme-/Moxabehandlung

Moxa.....	17
-----------	----

Punktsuchgeräte

Pointoselect digital.....	18
Pointoselect digital DT.....	18
Punktsuchstift.....	19

Drucktaster

Drucktaster 250 g.....	19
------------------------	----

Hämmerchen

3-Volt-Hämmerchen.....	20
F-Hammer.....	20
F-Hammer Diagnose.....	20

Zubehör

Stäbe.....	21
Engieblock.....	21

Lehrmaterial

Akupunkturmodell.....	22
Ohrmodell ohne Punkte.....	22
Karteikarte Ohrakupunktur.....	22
Karteikarte Körperakupunktur.....	22


Zubehör für die Aurikulodiagnostik

Patientenerdung PE 2.....	23
Polfilter.....	23

Schröpfungläser

Schröpfungläser ohne Ball.....	24
Schröpfungläser mit Ball.....	24
Acryl-Schröpfungläser mit Ball.....	24
Massagegläser.....	24

NEU



Führungshilfe für NeoAcu Nadelapplikator

Art.- Nr.	Artikel	Anzahl	Nettopreis	Bruttopreis
202000	NeoAcu Führungshilfe	200	26,05 €	31,00 €

Nadelkartuschen à 60 bzw. 70 Nadeln

Art.- Nr.	Artikel	Anzahl Nadeln	Anzahl Kartuschen	Ø mm	Länge mm	Nettopreis	Bruttopreis
202004	Pro 70	70	5	0,16	15	26,89 €	32,00 €
202001	Pro 70	70	5	0,20	15	25,21 €	30,00 €
202002	Pro 70	70	5	0,25	30	25,21 €	30,00 €
202003	Pro 70	70	5	0,25	40	25,21 €	30,00 €
202005	Pro 60	60	5	0,30	30	23,53 €	28,00 €

NeoAcu

Die elegante Lösung, um sicher, schnell und nahezu schmerzfrei zu nadeln.

Der handliche Nadelapplikator ist stets einsatzbereit und bietet Ihnen und Ihrem Patienten ein Maximum an Komfort.

Eine Kartusche enthält 60 bzw. 70 sterile Einmalnadeln, die sofort appliziert werden können. Das übliche Vorbereiten bzw. Entnehmen der einzelnen, für die Therapie notwendigen Nadeln entfällt.

NeoAcu ist bei allen Varianten der Akupunktur (Körper, Ohr, Hand etc.) einsetzbar, da die Einstichtiefe variiert werden kann.

Schnelle und problemlose Handhabung. Der praktische Applikator lässt dem Akupunkteur immer eine freie Hand.

NeoAcu garantiert höchste Sicherheit bei der Applikation einer Nadel, so dass der Patient den Einstich kaum wahrnimmt. Selbst bei Patienten mit einer Nadelphobie bietet NeoAcu im Einzelfall die Möglichkeit einer Nadelung.

Eine Kartusche enthält je nach Durchmesser der Nadeln 60 bzw. 70 sterile Einmalnadeln. Die sterile Führungshilfe (Control Guide), die die Einstichtiefe bestimmt, wird pro Patient erneuert.

NeoAcu Einführungsset

Das Einführungsset beinhaltet:

- 1 Nadelapplikator
- 3 Pro 70 Nadelkartuschen
- Führungshilfen (Control Guide)
- eine Bedienungsanleitung

Nettopreis:	100,84 €
Bruttopreis:	120,00 €
Art.-Nr.	200515



Chinesische Stahladeln

JiaJian

JiaJian Nadeln mit Kupfergriff

Die sterilen Einweg-Akupunktornadeln JiaJian sind entwickelt worden, um maximale Qualität und sichere Anwendung für den täglichen Gebrauch beim Akupunkteur zu ermöglichen. Die Nadeln sind in praktischen Blistern versiegelt und können einzeln entnommen werden. Die Produktion und Sterilisation findet unter hohen Sicherheits- und Qualitätsauflagen statt.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
306399	JiaJian	100	0,18	13
306380	JiaJian	100	0,18	25
306401	JiaJian	100	0,20	13
306402	JiaJian	100	0,20	25
306400	JiaJian	100	0,25	13
306394	JiaJian	100	0,25	25
306396	JiaJian mit Führungsröhrchen	100	0,25	25
306398	JiaJian	100	0,25	30
306381	JiaJian	100	0,26	13
306403	JiaJian	100	0,30	25
306384	JiaJian	100	0,30	30
306404	JiaJian	100	0,30	40
306405	JiaJian mit Führungsröhrchen	100	0,30	40
306406	JiaJian	100	0,30	50
306407	JiaJian	100	0,30	75

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	3,44 €	3,15 €	2,90 €	2,61 €
Bruttopreis pro VPE	4,10 €	3,75 €	3,45 €	3,10 €

Victory

Akupunkturnadel mit elektrisch leitendem Kunststoffgriff – exklusiv von schwa-medico.

Diese aus hochwertigem japanischen Stahl in China gefertigte Nadel ist mit einem elektrisch leitenden, einer Kupferwendel ähnlichen Kunststoffgriff ausgestattet, hat eine polierte Präzisionsspitze und ist hervorragend zu handhaben.

Die Victory zeichnet sich aus durch

- elektrisch leitenden Kunststoffgriff
- sanften Einstich
- japanischen Stahl
- einzeln entnehmbare Nadeln im 5er-Blister



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
306408	Victory	100	0,16	15
306409	Victory	100	0,20	13
306410	Victory	100	0,20	25
306415	Victory	100	0,25	25
306416	Victory	100	0,30	30

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	2,94 €	2,61 €	2,27 €	1,93 €
Bruttopreis pro VPE	3,50 €	3,10 €	2,70 €	2,30 €

Singer-Nadeln

Singer Dispo

Die Singer Dispo-Nadeln werden aus hochpoliertem, federndem Spezialstahl hergestellt. Die Spitzen werden sorgfältig angeschliffen. Der Griff liegt gut in den Fingern. Singer Dispo-Nadeln gibt es in unterschiedlichen Größen. So findet jeder Akupunkteur seine spezifischen Nadeln.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
825400	Singer Dispo 1	60	0,40	25
825300	Singer Dispo 2	60	0,30	25
835300	Singer Dispo 2 lang	60	0,30	35
835350	Singer Dispo 3	60	0,35	35
815250	Singer Dispo 4 kurz	60	0,25	15
825250	Singer Dispo 4 mittel	60	0,25	25
835250	Singer Dispo 4 lang	60	0,25	35
816200	Singer Dispo 5 kurz	60	0,20	16
825200	Singer Dispo 5	60	0,20	25

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	5,91 €	5,69 €	5,47 €	5,17 €
Bruttopreis pro VPE	7,03 €	6,77 €	6,51 €	6,15 €

Singer Silko

Im Spitzenbereich mit Silikon beschichtete Nadel. In Bezug auf Preis, Spitzenschliff, Elektropolitur, Handlichkeit des Griffes, praktischem 6er-Blister und Sterilität ist die Singer Silko identisch mit den Nadeln Singer Dispo.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
825407	Singer Silko 1	60	0,40	25
825307	Singer Silko 2	60	0,30	25
835307	Singer Silko 2 lang	60	0,30	35
835357	Singer Silko 3	60	0,35	35
815257	Singer Silko 4 kurz	60	0,25	15
825257	Singer Silko 4 mittel	60	0,25	25
835257	Singer Silko 4 lang	60	0,25	35
816207	Singer Silko 5 kurz	60	0,20	16
825207	Singer Silko 5	60	0,20	25

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	5,91 €	5,69 €	5,47 €	5,17 €
Bruttopreis pro VPE	7,03 €	6,77 €	6,51 €	6,15 €

Akupunktur - Nadeln

Singer Aktiv

Mit ihrer innovativen, spindelförmigen Schaftgestaltung setzt diese Akupunkturnadel neue Maßstäbe und bietet das Plus an Reizpotenzial, das herkömmlichen Akupunkturnadeln fehlt. Die besondere Schaftgestaltung verstärkt die Reizwirkung, ermöglicht eine sichere und patientenfreundliche Akupunkturtherapie und hilft, eine TeQi-Empfindung in den oberen Hautschichten auszulösen.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
815157	Singer Aktiv fine	100	0,20	25
815159	Singer Aktiv 1	100	0,25	15
815165	Singer Aktiv 2	100	0,25	25
815166	Singer Aktiv 3	100	0,30	35
815167	Singer Aktiv 4	100	0,35	50

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	8,61 €	8,19 €	7,77 €	7,02 €
Bruttopreis pro VPE	10,25 €	9,75 €	9,25 €	8,35 €

Singer Dispo TeChi/Singer Silko TeChi

Die Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen garantieren einen nahezu schmerzlosen Einstich. TeChi Nadeln sind besonders geeignet für sensible Patienten und Kinder.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
835352	Singer Dispo 1 TeChi	60	0,40	25
835353	Singer Dispo 2 TeChi	60	0,30	25
835354	Singer Dispo 3 TeChi	60	0,35	35
835360	Singer Dispo 4 TeChi mittel	60	0,25	25
835361	Singer Dispo 5 TeChi kurz	60	0,20	16
835362	Singer Dispo 5 TeChi	60	0,20	25
835363	Singer Silko 1 TeChi	60	0,40	25
835364	Singer Silko 2 TeChi	60	0,30	25
835365	Singer Silko 3 TeChi	60	0,35	35
835366	Singer Silko 4 TeChi mittel	60	0,25	25
835367	Singer Silko 5 TeChi kurz	60	0,20	16
835368	Singer Silko 5 TeChi	60	0,20	25

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	9,91 €	9,66 €	9,31 €	8,79 €
Bruttopreis pro VPE	11,79 €	11,50 €	11,08 €	10,46 €

SEIRIN-Nadeln

SEIRIN B-type needle

Der ergonomisch optimierte und zentrierte Griff sorgt für sichere, komfortable Handhabung. Er besteht aus leichtem haut- und umweltfreundlichen Kunststoff und misst 2 x 20 mm. Die Nadel selbst ist aus rostfreiem Spezialstahl präzise gefertigt. Sie ist an der Spitze diamantenscharf geschliffen, dreifach poliert und hauchfein beschichtet, wodurch das Einstechen für den Therapeuten besonders leicht und für den Patienten nahezu schmerzfrei ist.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
840031	SERIN B-type needle rot	100	0,16	15
840000	SERIN B-type needle blau	100	0,20	15
840001	SERIN B-type needle violett	100	0,25	40
840002	SERIN B-type needle braun	100	0,30	30
840003	SERIN B-type needle braun	100	0,30	50
840004	SERIN B-type needle schwarz	100	0,35	50

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	9,85 €	9,00 €	8,00 €	7,50 €
Bruttopreis pro VPE	11,72 €	10,71 €	9,52 €	8,93 €

SEIRIN L-Type Needle

Die extrem präzise gefertigte L-type Nadel besteht vollständig aus qualitativ hochwertigem rostfreiem Stahl. Sie ist ideal für die Elektrostimulation und die Moxibustion geeignet. Die L-type Nadel wird in einem Führungsröhrchen geliefert, wodurch ein sanftes Eindringen in die Haut gewährleistet wird.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
840017	SEIRIN L-type needle blau	100	0,20	30
840018	SEIRIN L-type needle blau	100	0,20	40
840015	SEIRIN L-type needle purpur	100	0,25	30
840020	SEIRIN L-type needle purpur	100	0,25	40
840021	SEIRIN L-type needle purpur	100	0,25	60
840016	SEIRIN L-type needle braun	100	0,30	60

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	11,50 €	11,00 €	10,20 €	9,50 €
Bruttopreis pro VPE	13,69 €	13,09 €	12,14 €	11,31 €

SEIRIN J-type needle

Die extrem dünnen J-type Nadeln werden in einem Führungsröhrchen mit abgerundeten Kanten geliefert. Dies gewährleistet, dass die Nadeln mit noch weniger Druck besonders sanft durch leichtes Klopfen eingeführt werden können. Sie sind aus speziellem, rostfreiem Stahl gefertigt und exakt im Griff zentriert. Der durch seine Strukturfugen sehr bequem zu handhabende Griff ist aus dem extrem leichten Kunststoff Polypropylen gefertigt.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
840005	SEIRIN J-type needle rot	100	0,16	30
840008	SEIRIN J-type needle elfenbein	100	0,18	30
840009	SEIRIN J-type needle blau	100	0,20	30
840010	SEIRIN J-type needle blau	100	0,20	40
840011	SEIRIN J-type needle violett	100	0,25	30
840006	SEIRIN J-type needle violett	100	0,25	40
840007	SEIRIN J-type needle braun	100	0,30	50

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	10,50 €	9,50 €	8,50 €	8,00 €
Bruttopreis pro VPE	12,50 €	11,31 €	10,12 €	9,52 €

SEIRIN ME-type needle

Die jüngste Entwicklung von SEIRIN: eine Ganzmetallnadel aus japanischem Edelmetall, mit medizinischem Silikon beschichtet. Die Nadel ist diamantenscharf geschliffen und dreifach gehärtet. Der Nadelschaft ist exakt in der Mitte des Griffes zentriert. Der filigran gearbeitete Metallgriff hat eine Länge von 25mm. Dank der neuartigen Verpackung können die Nadeln einzeln oder alle 5 Nadeln gleichzeitig aus dem Blister entnommen werden.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
840023	SEIRIN ME-type needle blau	100	0,20	15
840028	SEIRIN ME-type needle violett	100	0,25	40
840029	SEIRIN ME-type needle braun	100	0,30	30
840030	SEIRIN ME-type needle braun	100	0,30	50

Stückzahl	1 VPE
Nettopreis pro VPE	6,95 €
Bruttopreis pro VPE	8,27 €

Vergoldete Hartkupfernadel

Gülden Spezial

Die Gülden Spezial, eine vergoldete Hartkupfernadel, steril geliefert, aber mehrmals nachsterilisierbar. Die Nadel mit dem niedrigen Preis, dem hohen Gebrauchswert und der absolut vergleichbaren Wirkung einer Goldnadel. Hinzu kommt der optimale Spitzenschliff und damit ein vergleichsweise geringer Einstichschmerz. Im Unterschied zu einer vergoldeten Stahlnadel kann die Gülden Spezial gemoxet werden, denn der Kupferkern ist ein guter Wärmeleiter.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
308835	Gülden Spezial	100	0,80	25

Stückzahl	1 VPE	10 VPE
Nettopreis pro VPE	30,25 €	28,57 €
Bruttopreis pro VPE	36,00 €	34,00 €

Einmal-Goldnadeln/-Silbernadeln

EGON (Einmal-Goldnadel)

ESIN (Einmal-Silbernadel)

Aus Gründen der Patientensicherheit war die Entwicklung einer entsprechenden Einmalnadel zum Ersatz der bisher verwendeten massiven Gold- oder Silbernadeln eine logische Konsequenz. Es handelt sich um eine galvanisch veredelte Stahlnadel mit präzisiertem Spitzenschliff, deren Gold- bzw. Silberüberzug hochrein ist.



Abb. ähnlich

Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
308035	EGON gelbgold	60	0,40	25
308040	ESIN hellgrau	60	0,40	25
308041	ESIN dunkelgrau	60	0,80	25

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	18,49 €	17,73 €	17,06 €	15,55 €
Bruttopreis pro VPE	22,00 €	21,10 €	20,30 €	18,50 €

Einmal-Dauernadeln

Einmal-Dauernadeln für die Ohrmuscheln sind heute integraler Bestandteil moderner Akupunktur- und Reflextherapie. Bestens geeignet in der Suchtbehandlung, bei Medikamentenabusus und bei chronischen Schmerzen.

Die kleinen, sorgfältig gearbeiteten Stahlnadeln sind steril in Blistern verpackt und leicht einzeln entnehmbar. Die Nadeln können einige Tage bis zu einer Woche im Gewebe belassen werden.

ASP Classic/ASP Gold/ASP Titanium

Die Strahlensterilisation, die absolut dichte Blisterverpackung und die strenge Überwachung jeder Fabrikationscharge sorgen für überlegene Sicherheit.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)
308430	ASP Classic	80
308400	ASP Classic	200
308460	ASP Gold	200
306329	ASP Titanium	200

Stückzahl		1 VPE	3 VPE	5 VPE
Nettopreis pro VPE	ASP Classic 80 Nadeln	25,21 €	-	-
Bruttopreis pro VPE	ASP Classic 80 Nadeln	30,00 €	-	-
Nettopreis pro VPE	ASP Classic 200 Nadeln	60,50 €	57,14 €	54,62 €
Bruttopreis pro VPE	ASP Classic 200 Nadeln	72,00 €	68,00 €	65,00 €
Nettopreis pro VPE	ASP Gold	76,47 €	73,78 €	-
Bruttopreis pro VPE	ASP Gold	91,00 €	88,00 €	-
Nettopreis pro VPE	ASP Titanium	247,90 €	240,34 €	-
Bruttopreis pro VPE	ASP Titanium	295,00 €	286,00 €	-

Pflaster für Einmal-Dauernadeln

Zum Abdecken der Dauernadeln in der Ohrmuschel.

Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)
107370	Pflaster für Einmal-Dauernadeln	600

Stückzahl	1 VPE
Nettopreis pro VPE	12,52 €
Bruttopreis pro VPE	14,90 €

Seirin PYONEX

Die Seirin PYONEX Nadeln wurden speziell für die Dauerakupunktur entwickelt, z. B. am Ohr, an der Hand oder am Rücken. Sie werden durch sanftes Pressen auf der Hautoberfläche befestigt. Ein weiches Pflaster aus hautfreundlichem Acryl sorgt für sicheren Halt. Die PYONEX Nadeln bestehen aus einem 2,8 mm langen Ringgriff, über den das 10 x 10 mm lange hautfarbene Pflaster gelegt ist. Je 10 Nadeln werden als Transportschutz in ein kleines Kunststoffbett eingepasst. Die Seirin PYONEX Nadeln sind in 3 verschiedenen Stärken und Längen erhältlich.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
840012	Seirin PYONEX Large violett	100	0,26	1,8
840013	Seirin PYONEX Medium blau	100	0,24	1,7
840014	Seirin PYONEX Small weiß	100	0,22	1,6

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE
Nettopreis pro VPE	13,19 €	12,00 €	9,92 €
Bruttopreis pro VPE	15,70 €	14,28 €	11,80 €

Seirin NEW PYONEX

Die Dauernadel NEW PYONEX setzt neue Maßstäbe in Präzision und Handling und ist für die Ohr- und Körperakupunktur geeignet. Die Nadeln sind einzeln verpackt und extrem einfach zu handhaben. Die Stimulation der Nadel wird durch das Pressen auf einen gut fühlbaren, in das Pflaster eingearbeiteten Druckpunkt erreicht. Bei dieser neuen Technik ist auf Miniaturmagnete verzichtet worden.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm
840024	Seirin NEW PYONEX gelb	100	0,20	0,6
840025	Seirin NEW PYONEX grün	100	0,20	0,9
840026	Seirin NEW PYONEX blau	100	0,20	1,2
840027	Seirin NEW PYONEX pink	100	0,20	1,5

Stückzahl	1 VPE	10 VPE	50 VPE	100 VPE
Nettopreis pro VPE	17,00 €	15,00 €	13,50 €	12,75 €
Bruttopreis pro VPE	20,23 €	17,85 €	16,07 €	15,17 €

AS SUPER 4 digital

Mit dem AS SUPER 4 digital können Sie alle Vorteile der elektrischen Stimulation der Nadel nutzen!

Das AS SUPER 4 digital bietet dem Therapeuten:

- Hervorragende Qualität und technische Innovation
- Verlässliche Sicherheitsstandards und hohe Bedienerfreundlichkeit
- 4 Kanäle zur elektrischen Stimulation von 8 Akupunkturnadeln
- Freie Auswahl von Frequenz, Impulsbreite, Intensität und Therapiezeit und damit nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, die auch neue Anwendungen und Therapieformen unterstützen
- 37 Programme – einige sind frei veränderbar
- Vier paarweise angeordnete Kanäle, die mit zwei unterschiedlichen Therapie-Programmen zur gleichen Zeit betrieben werden können
- Die von uns entwickelte AKS- Sicherheits-schaltung zum Schutz vor Hautreizungen



AS SUPER 4 digital

Kanäle:	4 Kanäle
Pulsmodus:	Rechteckpuls mit Hautschutzeinstellung
Pulsamplitude:	0 mA - 20 mA an 1k Ω Belastung in 0,1 mA Stufen einstellbar
Frequenzbereich:	1 - 120 Hz
Impulsbreite:	50 - 300 μ s
Stromaufnahme:	ca. 20 mA
Stromversorgung:	4 x 1,5 V AAA Batterien oder externes Netzteil
Abmessungen:	17,5 x 11,3 x 4,5 cm
Gewicht:	ca. 191 g
Nettopreis:	269,75 €
Bruttopreis:	321,00 €
Art.-Nr.:	200510

Moxa

Die Moxabehandlung ist die gezielte Anwendung von Wärme zur Stimulation von Akupunkturpunkten. Diese Wärme wird erzielt durch Verbrennen der getrockneten Pflanze *Artemisia sinensis* oder *Artemisia vulgaris*, bei uns bekannt unter dem Namen Beifuß.

Die Moxabehandlung wird insbesondere bei Energiemangel der Nadeltechnik vorgezogen. Erfahrene Akupunkteure wenden die Moxabehandlung oft zwischen den Akupunktursitzungen an.

Die traditionellen Herkunftsgebiete des Moxakrautes sind der kalte Norden Chinas und die Bergregionen Japans. Neuerdings wird es auch in Frankreich und Spanien angebaut. Besonders hervorzuheben sind die aus kontrolliertem Anbau stammenden und mit hochreinen Papieren gewickelten Moxarollen aus Frankreich.



Art.- Nr.	Artikel	Menge/VPE (Stück)	Ø mm	Länge mm	Nettopreis	Bruttopreis
309443	Rauchloses Moxa, China	10	14	115	10,50 €	12,50 €
309453	Moxa-Zigarren	18	9	115	12,00 €	14,70 €
309440	Moxa-Zigarren im Karton	10	15	200	18,49 €	22,00 €

Punktsuchgeräte

Pointoselect digital

Akupunkturpunktsucher mit automatischer und manueller Suche

Das Pointoselect digital ist ein Differentialpunktdektektor, d. h. die Messung erfolgt über zwei Messsonden, dem Innen- und Aussenfühler. Das Messergebnis ist das Resultat aus der ermittelten Differenz dieser zwei Sonden. Dadurch wird eine automatische Erkennung von Gold- und Silberpunkten ermöglicht. Die Messempfindlichkeit wird automatisch oder manuell geregelt. Die Anzeige der Messung erfolgt durch ein optisches und/oder akustisches Signal.



Punktsucher

Spannungsversorgung:	9 V Blockbatterie
Abmessungen:	59 x 114 x 29 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 230 g Punktsucher
Stromaufnahme:	ca. 17 mA (ohne Signalton) ca. 30 mA (mit Signalton)
Nettopreis:	242,86 €
Bruttopreis:	289,00 €
Art.-Nr.:	200511

Pointoselect digital DT

Akupunkturpunktsucher baugleich Pointoselect digital mit Therapiefunktionen:

Frequenzreihen nach Nogier, Bahr, Reiningger, freie Frequenzwahl sowie individuelle Einstellung der Impulsbreite und Intensität.

Punktsucher

Spannungsversorgung:	9 V Blockbatterie
Abmessungen:	59 x 114 x 29 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 230 g Punktsucher
Stromaufnahme:	ca. 17 mA (ohne Signalton) ca. 30 mA (mit Signalton)
Nettopreis:	317,65 €
Bruttopreis:	378,00 €
Art.-Nr.:	200506

Stimulator

Stromaufnahme:	ca. 22 mA (ohne Last)
Ausgangsstrom:	200 V (an 20 kΩ Last)
Frequenzbereich:	2 - 128 Hz
Impulsbreite:	60 - 120 µs

Punktsuchgeräte

Punktsuchstift



Art.- Nr.	Artikel	Länge cm	Nettopreis	Bruttopreis
301004	Punktsuchstift, Edelstahl gedreht	15	20,92 €	24,90 €
301005	Punktsuchstift, Edelstahl gedreht	7	17,65 €	21,00 €

Drucktaster

Taster

Drucktaster 250 g

Nettopreis:	17,65 €
Bruttopreis:	21,00 €
Art.-Nr.:	301000



Hämmerchen

3-Volt-Hämmerchen

Hilfsmittel zur Punktsuche mittels RACTastung.

Nettopreis:	34,45 €
Bruttopreis:	41,00 €
Art.-Nr.:	303700



F-Hammer

Eine Weiterentwicklung des bewährten 3-Volt-Hämmerchens. Die Ausgangsspannung des F-Hammers lässt sich individuell in 0,1 V-Schritten zwischen 2 und 15 Volt einstellen. Die Anwendung der Frequenzreihen nach Nogier, Bahr und Reiningger sowie die freie Frequenzwahl von 1-999.999 Hz ist möglich.

Nettopreis:	168,91 €
Bruttopreis:	201,00 €
Art.-Nr.:	303101



F-Hammer Diagnose

Das Gerät wird über eine PC-Software gesteuert, die eine beliebig erweiterbare Frequenzbibliothek mit diversen Frequenzreihen (Dorfer, Gründler, Lutze, Nogier, Reiningger, Bahr etc.) beinhaltet.

- Möglichkeit der freien Frequenzwahl zwischen 1 – 999999 Hz
- Intensität 1 – 7 V in 0,1 V-Schritten variabel
- Timer
- Systemvoraussetzung: Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista

Nettopreis:	319,33 €
Bruttopreis:	380,00 €
Art.-Nr.:	303109



Stäbe

Dieses Zubehör, man kann schon von einem Gerät sprechen, nimmt in der Aurikulodiagnostik einen immer breiteren Raum ein. Insbesondere bei der Suche nach Energieverlusten beim Patienten ist der Elektrostab hilfreich.

Elektrostäbe vergrößern den elektrischen Ruhekontrast des Akupunkturpunktes, das Auffinden energiearmer Punkte wird somit noch möglich, und der Oszillation wird entgegengewirkt. Die Diagnosemöglichkeit mit Hilfe der Aurikulomedizin wird verfeinert.

9-Volt-Stab

Nettopreis:	62,18 €
Bruttopreis:	74,00 €
Art.-Nr.:	303710

240-Volt-Stab

Nettopreis:	238,66 €
Bruttopreis:	284,00 €
Art.-Nr.:	303810

300-Volt-Stab

Nettopreis:	284,03 €
Bruttopreis:	338,00 €
Art.-Nr.:	303820

Energieblöcke

9-Volt-Energieblock

Preis:	50,00 €
Preis:	59,50 €
Art.-Nr.:	303760

Hinweis: Sowohl beim 9-Volt-Stab als auch bei den höheren Voltstäben handelt es sich um eine passive elektronische Schaltung, d. h., es fließt kein Strom. Die Batterie verliert nur so viel Spannung, wie es der natürlichen Selbstentladung entspricht. Für den 9-Volt-Stab bedeutet dies, dass ein Batteriewechsel nur alle 6 Monate nötig ist. Die höheren Voltstäbe sind mit Lithiumbatterien ausgestattet, die eine extrem lange Lebensdauer haben. Wir gewähren auf diese Batterien eine Garantie von 3 Jahren. Aufgrund der neuen Lithiumtechnik ist eine Überprüfung fast nicht erforderlich.



Lehrmaterial

Akupunkturmodell

65 cm, männlich

Das Akupunkturmodell ist deutscher Provenienz und in China gefertigt. Die Puppe ist vielfach überarbeitet und präzise.

Nettopreis:	82,35 €
Bruttopreis:	98,00 €
Art.-Nr.:	309521



Ohrmodell ohne Punkte

Ohrmodelle ohne Punkte (Paar)

Zur Übung von Stechtechniken und zum Erlernen der Punktlokalisierung am Ohr. Das besondere Material, aus dem diese Moulagen hergestellt wurden, erlaubt ein Ausprobieren verschiedener Stechtechniken sowie das Vorstechen bestimmter Behandlungsprogramme.

Nettopreis:	36,97 €
Bruttopreis:	44,00 €
Art.-Nr.:	309000



Karteikarten für die Akupunktur

Karteikarte Ohrakupunktur

250 Stück, DIN A5 Format

Nettopreis:	19,33 €
Bruttopreis:	23,00 €
Art.-Nr.:	309600

Karteikarte Körperakupunktur

250 Stück, DIN A5 Format

Nettopreis:	19,33 €
Bruttopreis:	23,00 €
Art.-Nr.:	309610



Zubehör Aurikulodiagnostik

Patientenerdung PE 2

Die Patientenerdung dient zur Ableitung elektrischer Störpotentiale, die eine Untersuchung des Patienten erschweren. Die Störpotentiale werden über den Schutzkontakt einer intakten Schutzkontakt-Steckdose zur Erde abgeleitet.

Nettopreis:	82,35 €
Bruttopreis:	98,00 €
Art.-Nr.	107450




Filter

Polfilter

Laut Forschung hat der gesunde Mensch ein zur Körperlängsachse parallel gerichtetes Polarisationsmuster seines Energiefeldes (Longitudinalfeld).

Wird der Polfilter so über ein Hautareal, ein Organ oder einen Akupunkturpunkt gehalten, dass die Polarisationsrichtung des Filters mit den Vektoren des untersuchten Körperenergiefeldes übereinstimmt, erhält man einen Resonanz-RAC.

Nettopreis:	15,55 €
Bruttopreis:	18,50 €
Art.-Nr.	307200



Schröpfgläser



Schröpfgläser ohne Ball

Art.- Nr.	Artikel	Ø mm	Nettopreis	Bruttopreis
568211	Schröpfglas Größe 1	ca. 20	4,03 €	4,80 €
568212	Schröpfglas Größe 2	ca. 30	4,12 €	4,90 €
568213	Schröpfglas Größe 3	ca. 40	4,62 €	5,50 €
568214	Schröpfglas Größe 4	ca. 50	5,04 €	6,00 €
568215	Schröpfglas Größe 5	ca. 60	5,97 €	7,10 €



Schröpfgläser mit Ball

Art.- Nr.	Artikel	Ø mm	Nettopreis	Bruttopreis
568221	Schröpfglas mit Ball Größe 1	ca. 20	7,14 €	8,50 €
568222	Schröpfglas mit Ball Größe 2	ca. 30	7,90 €	9,40 €
568223	Schröpfglas mit Ball Größe 3	ca. 40	8,15 €	9,70 €
568224	Schröpfglas mit Ball Größe 4	ca. 50	10,25 €	12,20 €
568225	Schröpfglas mit Ball Größe 5	ca. 60	11,26 €	13,40 €



Acryl-Schröpfgläser mit Ball

Art.- Nr.	Artikel	Ø mm	Nettopreis	Bruttopreis
568262	Acryl-Schröpfglas mit Ball Größe 2	ca. 35	7,48 €	8,90 €
568263	Acryl-Schröpfglas mit Ball Größe 3	ca. 47	8,15 €	9,70 €
568264	Acryl-Schröpfglas mit Ball Größe 4	ca. 55	8,74 €	10,40 €



Massagegläser

Art.- Nr.	Artikel	Ø mm	Nettopreis	Bruttopreis
568216	Massageglas ohne Ball	ca. 50	9,66 €	11,50 €
568226	Massageglas mit Ball Größe 6	ca. 50	15,55 €	18,50 €

Akupunktur - Bestellformular

schwa-medico
Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Straße 41-43 • 35630 Ehringshausen
Tel 06443 8333-110 • Fax 06443 8333-119
info@schwa-medico.de • www.schwa-medico.de

BESTELLFORMULAR

Kunden-Nummer (falls vorhanden)

E-Mail

Praxis/Institut

Tel.

Name

Fax

Straße/Nr.

Ort, Datum

PLZ/Ort

Stempel, Unterschrift

Bestell-Nr. **Bezeichnung**

Menge

**Preis inkl.
19 % MwSt.**

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt.

Die Versandkostenpauschale in Höhe von 5,40 € entfällt ab einem Bruttobestellwert von 150,00 €.

Akupunktur - Bestellformular

schwa-medico
Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Straße 41-43 • 35630 Ehringshausen
Tel 06443 8333-110 • Fax 06443 8333-119
info@schwa-medico.de • www.schwa-medico.de

BESTELLFORMULAR

Kunden-Nummer (falls vorhanden)

E-Mail

Praxis/Institut

Tel.

Name

Fax

Straße/Nr.

Ort, Datum

PLZ/Ort

Stempel, Unterschrift

Bestell-Nr. **Bezeichnung**

Menge

**Preis inkl.
19 % MwSt.**

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt.

Die Versandkostenpauschale in Höhe von 5,40 € entfällt ab einem Bruttobestellwert von 150,00 €.



schwa·medico

Ihr kompetenter Partner für
Schmerztherapie und Rehabilitation

- Elektrostimulation
- Biofeedback
- Laser
- Intelligentes Gehstützensystem
- Vibrationstherapie
- Ultraschalltherapie
- Radiofrequenzläsion
- Akupunktur
- Praxis- und Sprechstundenbedarf