

EasyTrain MYO

neu: BLUETOOTH-DATENÜBERTRAGUNG
UND SPEICHERKARTENBETRIEB



Das handliche 2-Kanal EMG Biofeedbacksystem

Das mobile 2-Kanal Myofeedback-Gerät mit den prägnanten graphischen und akustischen Rückmeldungen. Durch die intuitive Handhabung mit voreingestellten Therapieabläufen, die individuell angepasst werden können, ist das Gerät sowohl für die klinische Praxis als auch besonders für die Heimanwendung konzipiert. Das EasyTrain MYO kann in Kombination mit dem Muskelstimulator EMP 4 Expert auch für die EMG-getriggerte Elektrostimulation angewandt werden.

Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle bietet den Komfort, die Kurven zur einfachen Verlaufskontrolle drahtlos am großen PC-Monitor darzustellen. Zur Aufzeichnung der Sitzungsdaten und Dokumentation des gesamten Therapieverlaufs lässt sich eine Speicherkarte (MMC) ins Gerät einstecken, die dann am PC ausgelesen und mit Standardsoftware ausgewertet werden kann.

Programme

Entspannung | Balance | EMG-Monitor | Inkontinenz

Indikationen

Kopfschmerzen | Rückenschmerzen | Fibromyalgie | Bruxismus | Inkontinenz

Lieferzubehör: 2 Aktive EMG-Sensoren, 2 Wechselakku, 1 Ladestation mit Steckernetzteil, 1 Gerätekofter