

PRESSE-INFORMATION

schwa-medico Medizintechnik GmbH
Bornngasse 9, D-35630 Ehringshausen
www.schwa-medico.de
Ehringshausen, im November 2006

Pressekontakt: Claudia Eickschen, Marketingleiterin
Telefon +49 (0)6443 8388-10, Telefax +49 (0)6443 8388-29
e-mail: c.eickschen@schwa-medico.de

SONIC vital 2 – Neueste Sonografie-Technologie aus dem Hause schwa-medico

Ultraschall-Therapie: Mobil. Kraftvoll. Flexibel.

Es ist ein Leichtgewicht mit Power – das neue SONIC vital 2 Ultraschalltherapiegerät von schwa-medico. Praktisch in der Anwendung, transportabel und platzsparend eignet es sich ideal für physiotherapeutische Praxen, Kliniken und Hausbesuche. Der kleine Allrounder integriert 60 Programme für alle zum Ultraschall-Einsatz geeigneten Indikationen und kann darüber hinaus individuell modifiziert werden.

Das neue SONIC vital 2 wurde von schwa-medico in Kooperation mit Medizinern, Wissenschaftlern und Physiotherapeuten entwickelt. Es kann mit zwei Ultraschall-Applikatoren verbunden werden: 1 MHz mit einem Durchmesser von 4 cm² für Behandlungen in der Gewebetiefe, 3 MHz mit einem Durchmesser von 1 cm² für Behandlungen an der Oberfläche. Die verschiedenen Größen und Wellenlängen der Applikatoren erlauben die Behandlung aller Hautareale, selbst

sehr kleinflächiger, bei denen die Ultraschall-Applikation punktgenau mit hoher Leistung notwendig ist.

Das SONIC vital 2 verfügt über eine automatische Kontaktkontrolle, die eine sichere Anwendung erlaubt. Die Behandlung ist leicht zu unterbrechen oder wieder aufzunehmen, indem der Ultraschallkopf von der Haut genommen wird. Die Behandlungszeit wird automatisch angehalten. Die Ausführungen von 3 Watt/cm² im pulsierenden Modus und 2 Watt/cm² im kontinuierlichen Modus zeigen einen hervorragenden BNR-Befund und garantieren ein Maximum an therapeutischem Effekt.

Einfache und sichere Anwendung

60 Programme sind im SONIC vital 2 vorprogrammiert. Sie umfassen alle Indikationen, für die Ultraschall eingesetzt wird. Neben den integrierten Programmen können auch individuelle Parameter im Programmmodus modifiziert und gespeichert werden. Das Bedienfeld mit Drehregler, mit dem alle Parameter ausgewählt werden können, und sechs digitalen Displays ist klar und übersichtlich gestaltet; auf einen Blick sieht der Anwender die Behandlungszeit, den ausgewählten Programmmodus, die Ultraschallübertragung in Watt und die durchschnittliche Intensität in Watt/cm². Alles in allem bietet die tragbare 2-Kanal-Ultraschall-Einheit SONIC vital 2 viele Optionen für den täglichen Therapieeinsatz. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis rundet dieses innovative schwa-medico-Gerät ab und macht es zu einem der besten seiner Klasse.

Weitere Informationen: schwa-medico GmbH, Export,

Telefon: +49(0)6443-8333-714, E-Mail: export-sm@schwa-medico.com, www.schwa-medico.com