


GEBRAUCHSANWEISUNG MOXA MANINA

1. Entfernen Sie die Schutzfolie des Kleberinges.
2. Zünden Sie das Manina-Hütchen über 5 – 10 Sekunden an.
3. Kleben Sie das Manina-Hütchen auf die zu behandelnde Stelle.



Achtung: Entsorgen Sie die Manina-Hütchen sofort nach Gebrauch in Wasser.



Von Kindern fernhalten oder für Kinder unzugänglich aufbewahren!



Warnung vor Verbrennungsgefahr durch starke Hitze



schwa-medico
MENSCHLICHE MEDIZIN

Vertrieb:

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Straße 41-43 · D-35630 Ehringshausen
Tel. +49 (0) 6443 8333-110 · Fax +49 (0) 6443 8333-119
info@schwa-medico.de · www.schwa-medico.de




HAITNIM. CO., LTD.

206-3 Naengjeong-ri, Seonwon-myeon, Ganghwa-gun, Incheon, KOREA
Tel: +82-2-1566-1929, Fax: +82-31-826-0149
E-Mail: hon1@haitnim.co.kr, http://www.haitnim.co.kr

Art.-Nr. 101625-V01 Stand: 2017-08-22

GEBRAUCHSANWEISUNG MOXA MANINA

1. Entfernen Sie die Schutzfolie des Kleberinges.
2. Zünden Sie das Manina-Hütchen über 5 – 10 Sekunden an.
3. Kleben Sie das Manina-Hütchen auf die zu behandelnde Stelle.



Achtung: Entsorgen Sie die Manina-Hütchen sofort nach Gebrauch in Wasser.



Von Kindern fernhalten oder für Kinder unzugänglich aufbewahren!



Warnung vor Verbrennungsgefahr durch starke Hitze



schwa-medico
MENSCHLICHE MEDIZIN

Vertrieb:

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Straße 41-43 · D-35630 Ehringshausen
Tel. +49 (0) 6443 8333-110 · Fax +49 (0) 6443 8333-119
info@schwa-medico.de · www.schwa-medico.de



HAITNIM. CO., LTD.

206-3 Naengjeong-ri, Seonwon-myeon, Ganghwa-gun, Incheon, KOREA
Tel: +82-2-1566-1929, Fax: +82-31-826-0149
E-Mail: hon1@haitnim.co.kr, http://www.haitnim.co.kr

Art.-Nr. 101625-V01 Stand: 2017-08-22